



## Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

### POSIBLE DEFECTO EN DETERMINADOS ADAPTADORES DE ENCHUFE EUROPEO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, UTILIZADOS CON CARGADORES PARA AUDÍFONOS RECARGABLES, FABRICADOS POR SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK GMBH, ALEMANIA

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2012

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.  
Referencia: PS, 17/2012

**La AEMPS informa de un posible defecto en determinados adaptadores de enchufe europeo de la fuente de alimentación, utilizados con cargadores para audífonos recargables, modelos GT-41076-0605 y GTM41076-0605, fabricados por Siemens Audiologische Technik GmbH, Alemania, que podría ocasionar riesgo de sufrir una descarga eléctrica.**

#### ASUNTO

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sido informada por la empresa Siemens Audiologische Technik GmbH, Alemania, de un posible defecto en determinados adaptadores de enchufe europeo de la fuente de alimentación utilizados con cargadores para audífonos recargables, modelos GT-41076-0605 y GTM41076-0605, fabricados por Siemens Audiologische Technik GmbH, Alemania.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, al extraer la fuente de alimentación con enchufe europeo del cargador para audífonos recargables de la toma de corriente, los contactos del enchufe pueden desprenderse de la carcasa y quedar encajados en la toma, con el consiguiente riesgo de sufrir una descarga eléctrica. El error se debe a una soldadura por ultrasonido incompleta en el adaptador de enchufe europeo.



Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa:

GAES Centros Auditivos, establecido en la calle Pere IV 160-162, 08005 Barcelona.

## IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS AFECTADOS

Adaptadores de enchufe europeo de la fuente de alimentación de cargadores para audífonos recargables con los nombres de modelo siguientes:

Modelo GT-41076-0605

Modelo GTM41076-0605



## SITUACIÓN ACTUAL

El distribuidor ha enviado una nota de aviso a los centros y establecimientos sanitarios a los que ha suministrado el producto afectado en nuestro país, en la que se incluyen las acciones a seguir para informar a los clientes afectados, inspeccionar los adaptadores y proceder a la sustitución de las piezas afectadas de forma gratuita.



## RECOMENDACIONES

### a) Centros y establecimientos sanitarios

Si ha vendido o ha entregado estos adaptadores a los pacientes, intente identificarlos para facilitar la revisión y sustitución del producto.

### b) Pacientes

Si usted dispone de alguno de los modelos de adaptadores, descritos anteriormente:

1. Debe ponerse en contacto con el establecimiento en el que haya adquirido el producto o con la empresa distribuidora GAES Centros Auditivos, para que procedan a su inspección y a la sustitución de las piezas afectadas de forma gratuita.
2. En caso de que los contactos del enchufe se desprendan de la fuente de alimentación y queden encajados en la toma de corriente:
  - a. No toque los contactos encajados en la toma de corriente.
  - b. Desconecte la toma de corriente de la red y retire los contactos del enchufe desprendidos.
  - c. Mientras realiza esta operación, no toque ninguna pieza metálica descubierta. Si tiene dudas, pida ayuda a un electricista.
  - d. Lleve la fuente de alimentación dañada al establecimiento citado en el punto 1.

## DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EN ESPAÑA

GAES Centros Auditivos, establecido en la calle Pere IV 160-162, 08005 Barcelona.