

Nota urgente de seguridad

Mando a distancia MiniMed™ (MMT-500 o MMT-503) Retirada de producto

Octubre de 2021

Referencia de Medtronic: FA830 Fase II

Estimado usuario de la bomba de Medtronic:

Nos ponemos en contacto con usted porque, según nuestra base de datos, es posible que esté utilizando un mando a distancia MiniMed[™] opcional (número de modelo **MMT-500** o **MMT-503**) con una bomba de insulina MiniMed[™] 508 de Medtronic o la familia MiniMed[™] Paradigm[™] de bombas de insulina.

Medtronic comunicó por primera vez esta nota urgente de seguridad a algunos usuarios en agosto de 2018 con instrucciones sobre cómo desactivar la función de bolus remoto cuando no está en uso, a fin de proteger la seguridad de la bomba de insulina cuando se utiliza un mando a distancia opcional que puede estar expuesto a un riesgo de ciberseguridad. En ese momento, solo los usuarios cuyas bombas estaban en garantía recibieron la notificación. Medtronic amplía ahora la notificación a todos los usuarios que consideramos que pueden seguir utilizando la bomba de insulina MiniMed™ 508 o la familia de bombas de insulina MiniMed™ Paradigm™ y que han adquirido un mando a distancia.

Además, tras una nueva revisión, Medtronic ha determinado que los riesgos potenciales asociados al mando a distancia MiniMedTM superan los beneficios de su uso continuado. Por lo tanto, le proporcionamos instrucciones actualizadas para hacer frente a este riesgo.

Debe dejar de usar y desconectar inmediatamente el mando a distancia, desactivar la función remota y devolver el mando a distancia a Medtronic. Consulte las instrucciones detalladas en el anexo adjunto a esta carta.

Revise la siguiente descripción del problema y las instrucciones para desconectar y devolver su mando a distancia.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El mando a distancia de Medtronic, que se comunica con la bomba de insulina mediante radiofrecuencia (RF) inalámbrica, sirve para programar la administración de una cantidad determinada de insulina (o bolus) en la bomba de Medtronic sin pulsar ningún botón de la bomba.

En mayo de 2018, un investigador de ciberseguridad externo identificó un riesgo potencial relacionado con la familia de bombas de insulina MiniMed™ Paradigm™ y su correspondiente mando a distancia. El informe del investigador afirmaba que una persona no autorizada que se encontrara cerca del usuario de una bomba de insulina podría copiar potencialmente las señales de radiofrecuencia inalámbricas del mando a distancia del usuario (por ejemplo, mientras éste se encuentra en el proceso de administración de un bolus remoto) y reproducirlas posteriormente para administrar un bolus adicional de insulina al usuario de la bomba. Esto podría dar lugar a posibles riesgos para la salud, como una hipoglucemia si se administra insulina adicional más allá de las necesidades de insulina del usuario, o una hiperglucemia si, mediante un procedimiento similar, se suspende la administración de insulina. Hasta la fecha, Medtronic no ha recibido informes de ninguna lesión derivada de este problema.

Deben darse varios factores para que su bomba sea vulnerable

- 1. La opción remoto de la bomba debe estar activada. Este ajuste no está activado de fábrica y es el usuario el que debe activarlo
- 2. El ID del mando a distancia del usuario debe estar registrado en la bomba.
- 3. La opción Easy Bolus™ tendría que estar activada y debe haberse programado un incremento de bolus en la bomba.
- 4. Una persona no autorizada tendría que estar cerca del usuario, con el equipo necesario para copiar las señales de radiofrecuencia activado cuando el usuario esté administrando un bolus con el mando a distancia.
- 5. La persona no autorizada tendría que estar muy cerca del usuario para reproducir las señales de radiofrecuencia y así poder administrar un bolus remoto malintencionado.
- 6. El usuario tendría que ignorar las alertas de la bomba que indican que se está suministrando un bolus remoto.

Medtronic

A continuación se muestran los mandos a distancia de Medtronic que están afectados por este problema. Medtronic ya no fabrica ni distribuye estos mandos a distancia.

Mando a distancia	Ubicación del número de modelo	Números de serie
Mando a distancia MiniMed MMT-500	El número de modelo está en la parte posterior del mando a distancia, bajo el código de barras	Todos
S Mando a distancia MiniMed TM MMT-503	El número de modelo está en la parte posterior del mando a distancia, bajo el código de barras	Todos

ACCIONES REQUERIDAS:

1. DEJE DE UTILIZAR EL MANDO A DISTANCIA Y DESCONÉCTELO

Para desconectar el mando a distancia de su bomba de insulina, debe desactivar la función de radiofrecuencia y borrar todos los ID de mando a distancia que estén programados en su bomba. Siga las instrucciones del anexo adjunto a esta carta. Los pasos para desconectar el mando a distancia varían según el modelo de bomba de insulina.

2. ACUSE RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN

- Responda a esta notificación (diabetes.spain@medtronic.com) o llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica en el teléfono 900 120 330
 - 1) para confirmar que ha leído y comprendido esta nota
 - 2) para indicar su decisión sobre la devolución del mando a distancia.
 - a) Deseo devolver mis mandos a distancia
 - b) No tengo ningún mando a distancia para devolver

3. DEVUELVA EL PRODUCTO

• Se le proporcionará un embalaje de devolución prepagado para que devuelva el mando a distancia a Medtronic.

En Medtronic, la seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad, y tenemos el compromiso de ofrecer terapias seguras y eficaces. Agradecemos de antemano su paciencia mientras trabajamos para dar soporte a todos nuestros clientes lo más rápido posible. Gracias por el tiempo que ha dedicado a leer este aviso importante.

Como siempre, estamos para ayudarle. Si tiene alguna duda o necesita asistencia, llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica en el teléfono 900 120 330.

Atentamente.

María García BM Medtronic Diabetes

Medtronic

ANEXO

INSTRUCCIONES PARA DESCONECTAR EL MANDO A DISTANCIA

Los pasos para desconectar el mando a distancia mando a distancia varían según el modelo de bomba de insulina. Siga las siguientes instrucciones según el modelo de bomba que tenga. Puede encontrar su número de modelo, que empieza por MMT-, en la etiqueta de la bomba situada en la parte inferior o en el extremo de la bomba.

Bombas de insulina MiniMed™ Paradigm™ MMT-523/723, MMT-523K/723K, MMT-551/751, MMT-554/754

Borre los ID remotos programados en su bomba:

- 1. Vaya a la pantalla OPCIÓN REMOTO: Menú principal > Utilidades > Conectar dispositivos > Remotos
- 2. Seleccione On y pulse ACT.
- 3. Seleccione Borrar ID y pulse ACT.
- 4. Seleccione el ID remoto que desea borrar y pulse ACT.
- 5. Si hay más de un ID remoto programado, repita los pasos 3 y 4 hasta que se borren todos.

Desactive la función remota:

- 1. Vaya a la pantalla OPCIÓN REMOTO: Menú principal > Utilidades > Conectar dispositivos > Remotos
- 2. Seleccione Off y pulse ACT.

Bombas de insulina MiniMed™ Paradigm™ MMT-522/722, MMT-515/715, MMT-512/712

Borre los ID remotos programados en su bomba:

- 1. Vaya a la pantalla OPCIÓN REMOTO: Menú principal) > Utilidades > Opciones remoto
- 2. Seleccione On y pulse ACT.
- 3. Seleccione Borrar ID y pulse ACT.
- 4. Seleccione el ID remoto que desea borrar y pulse ACT.
- 5. Si hay más de un ID remoto programado, repita los pasos 3 y 4 hasta que se borren todos.

Desactive la función remota:

- 1. Vaya a la pantalla OPCIÓN REMOTO): Menú principal) > Utilidades > Opciones remoto
- 2. Seleccione Off y pulse ACT.

Bomba de insulina MiniMed™ Paradigm™ MMT-511

Borre los ID remotos programados en su bomba:

- 1. Vaya a la pantalla OPCIONES DE RF: Menú principal > Utilidades > Opciones de RF
- 2. Seleccione On y pulse ACT.
- 3. Seleccione Borrar ID y pulse ACT.
- 4. Seleccione el ID remoto que desea borrar y pulse ACT.
- Si hay más de una identificación remota programada, repita los pasos 3 y 4 hasta que se borren todas las identificaciones remotas.

Desactive la función remota:

- 1. Vaya a la pantalla OPCIONES DE RF: Menú principal > Utilidades > Opciones de RF
- 2. Seleccione Off y pulse ACT.

Bomba de insulina MiniMed™ MMT-508

Borre los ID remotos programados en su bomba:

- 1. Comience en la pantalla principal/Hora del día.
- 2. Pulse Sel hasta que vea Configuración II y luego pulse ACT.
- 3. Pulse Sel hasta que vea RF DEV y luego pulse ACT.
- 4. Si aún no lo ha hecho, desplácese hacia arriba/abajo utilizando las flechas arriba/abajo para seleccionar **On** y luego pulse **ACT**.
- 5. Desplácese hacia arriba/abajo utilizando las flechas arriba/abajo hasta que la pantalla muestre ELIMINAR y luego pulse
- 6. Seleccione el ID remoto que desea borrar y pulse ACT.
- 7. Seleccione ACT de nuevo para confirmar la eliminación del ID remoto del mando.
- 8. Si hay más de un ID remoto programado, repita los pasos 5 a 7 hasta que se borren todos.
- 9. Espere a que la pantalla de la bomba se apague y vuelva a la pantalla principal/Hora del día).

Desactive la función remota:

- 1. Comience en la pantalla principal/Hora del día.
- 2. Pulse Sel hasta que vea Configuración II y luego pulse ACT.
- 3. Pulse Sel hasta que vea RF DEV y luego pulse ACT.
- 4. Desplácese hacia arriba/abajo utilizando las flechas arriba/abajo hasta que la pantalla muestre **OFF** DESACTIVAR y luego pulse **ACT**.