

NOTIFICACIÓN DE AVISO DE RETIRADA

Muleta con puño anatómico blando

Le informamos de un defecto de fabricación del producto **Muleta con puño anatómico blando**, fabricado y distribuido durante el 2022, que podía afectar a la funcionalidad del producto y provocar la rotura repentina de la muleta de antebrazo. Esto podría provocar caídas graves y las consiguientes lesiones graves. por lo que debemos llevar a cabo una retirada de mercado.

A continuación, les detallamos los lotes afectados y les indicamos esquemáticamente de que modo pueden identificar si su producto lo está. Si se diera el caso, háganoslo saber para remitirle un nuevo producto lo más rápido posible sin coste adicional.

Datos en la etiqueta del producto	
Referencia artículo	Lotes afectados
220CASKBI-L	PA758733, PA779723, PA768439, PA775627
220CASKBI-R	PA758734, PA779724, PA768438, PA775628

Situación en la muleta del etiquetado, dónde puede identificar la referencia y el número de lote en el producto:



REF	220CASKBI-L
 Max	140 kg
LOT	PA 842621
 28.09.2023	
Unterarmgehilfe KLASSIKER	
Forearm crutch KLASSIKER	
 Ossenberg GmbH Kanalstrasse 79 DE - 48432 Rheine Tel. +49 (0) 5971-980460	
Made in Germany	657824
  MD 	250415

AYUDAS TECNO DINÁMICAS S.L.

Calle Llobregat nº12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Telf. 93 574 74 74 - mail: info@ayudasdinamicas.com - www.ayudasdinamicas.com