

## INFORMACIÓN IMPORTANTE - RETIRADA DE PRODUCTOS

Confió en nosotros al elegir nuestros **productos Globe-Trotter y Globe-Trotter+** y se lo agradecemos.

Nos gustaría informarle de un **riesgo de incumplimiento de nuestras muletas Globe-Trotter y Globe-Trotter+**.

**W2016021010**

**Globe-Trotter**



**W2016022010**

**Globe-Trotter**



**W2017022006**

**Globe-Trotter+**




**Hasta ahora**, nuestros productos estaban **recomendados** para un **peso máximo** de **150 kg**. Como medida de precaución hemos decidido reducir este **peso máximo a 130 kg**.

### **Por consiguiente:**

Si su **peso es superior a 130 kg**, **deje de utilizar nuestros productos y devuélvalos a su proveedor**.

Si su peso es **inferior a 130 kg**, puede seguir utilizando nuestros productos. Sin embargo, póngase en contacto con su proveedor, que le proporcionará un **apéndice** a las instrucciones de uso, así como la **siguiente pegatina** para pegar en el tubo de aluminio.



Por favor, acepte nuestras disculpas por las molestias causadas por esta operación. Más que nunca, estamos comprometidos en garantizar la seguridad del paciente. Quedamos a su disposición para cualquier consulta.

**www.thuasne.com**

www.thuasne.com/global-contact



©Thuasne – ref – (yyyy-mm)

*+ Añade los pictogramas de clasificación:*



*pero con el símbolo*



Feuille 3



avec ou sans imprim vert à valider avec les achats