



Ref.: 001/Enero 2010

## **ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS**

### **NOTA DE SEGURIDAD**

#### **SILLA DE RUEDAS ESCAPE LITE MODELO 338S/SN**

**LA SILLA NO PUEDE UTILIZARSE COMO ASIENTO DENTRO DE  
UN VEHICULO A MOTOR**

#### **ASUNTO**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha sido informada, a través de las Autoridades Sanitarias de Reino Unido, sobre la modificación en las instrucciones de uso de la silla de ruedas Escape Lite, modelo 338S/SN, fabricada por Days Healthcare UK Ltd., Reino Unido, debido a que esta silla no se puede utilizar como asiento dentro de un vehículo a motor.

Estos productos han sido distribuidos en España por las empresas:

- Mundo Dependencia
- Mobility Direct
- Blue Badge Mobility S.L.

#### **SITUACIÓN ACTUAL**

Las sillas de ruedas Escape Lite Modelo 338S/SN distribuidas indican, en sus instrucciones de uso, que pueden ser utilizadas como asiento dentro de un vehículo a motor; sin embargo, esta utilización no resulta segura ya que podría suponer un riesgo para el paciente o para terceras personas, y deberán ser guardadas como equipaje.

El fabricante ha modificado las instrucciones de uso. Las instrucciones de uso en inglés se pueden encontrar en la página Web:

[http://www.dayshealthcare.com/manuals/user\\_manuals/338-s.pdf](http://www.dayshealthcare.com/manuals/user_manuals/338-s.pdf)

## **RECOMENDACIONES GENERALES**

Si usted dispone de una silla ruedas Escape Lite, modelo 338S/SN, no use esta silla como asiento en un vehículo a motor para transportar al paciente.



## **DATOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS**

Mundo Dependencia

C/ Nájera 17

28025 Madrid

Tel.: 91 466 61 46

<http://www.mundodependencia.com>

Mobility Direct

C/ Corbeta 10, Alicante

Tel.: 96 646 21 14

<http://www.mobilitydirect.info>

Blue Badge Mobility S.L.

Locales 3 y 10, Bloque 3, Costa del Oro

29793 Torrox Costa, Málaga

Tel.: 95 296 70 15

<http://www.bluebadgemobility.com>

Madrid, 5 de Enero de 2010